

IDENTIFICACAO DO PRODUTO

CODIGO: FB100

NEOPRENE

USO ADULTO

TAMANHO ÚNICO

INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

Como usar a faixa de rosto?

A faixa facial para pós cirurgia deve ser usada por orientação médica ou profissional responsável. O mais comum é o uso da faixa facial logo após a cirurgia por no mínimo 30 dias.

Quais os benefícios da faixa facial R.SLIM para pós cirurgia?

É usada como faixa facial para estabilizar os tecidos no pós-operatório.

A faixa facial auxilia na redução do edema, na prevenção da formação de fibrose e quelóide assim como para acelerar a cicatrização pela sua compressão eficiente.

A faixa contribui para reduzir o inchaço após cirurgia de lipoaspiração do mento e usada corretamente contribui na prevenção de flacidez.

Também é muito usada como faixa compressiva para bichectomia, cirurgia de redução de bochechas. Além de faixa facial para bichectomia e lipoaspiração pode ser usada em outros procedimentos como por exemplo faixa para lifting facial, faixa para queimados, etc.

Um dos principais problemas da cirurgia é quando a cicatrização não fica uniforme, principalmente no pescoço, aparecendo as indesejadas irregularidades. A faixa R.Slim acomoda a pele e faz uma compressão uniforme para que a cicatrização ocorra de forma regular.

Sempre use faixa facial para pós cirurgia com indicação médica ou de um profissional responsável.

Este produto pode ser usado como faixa compressiva para bichectomia?

Sim, de fato é muito usado como faixa para bichectomia. Exerce a pressão necessária de acordo com o ajuste realizado

Devo apertar muito a faixa de rosto?

Não, a faixa precisa estar confortável durante o uso e comprimindo na medida certa. Siga as instruções do seu profissional de saúde para usar a faixa para pós cirúrgico, pois o uso incorreto pode causar danos.

Por quanto tempo devem ser usadas as faixas faciais?

Somente seu profissional da saúde pode indicar o tempo de uso. O mais comum é o uso da faixa facial logo após a cirurgia por no mínimo 30 dias.

Posso usar a faixa de rosto sem recomendação?

Recomendamos que você use a faixa somente sob prescrição, pois seu uso incorreto pode interferir no bom resultado da cirurgia.