

## CINTA COMPRESSIVA

---

### I) IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

MALHA PLANA - ALTA COMPRESSÃO

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO: 74% NYLON - 26% ELASTANO

TAMANHO: DO PP AO 4XG

TABELA DE MEDIDAS						
TAMANHO	MANEQUIM	CINTURA	KGL	QUADRI L	EMBAIXO DO BUSTO	BRAÇO
PP	36	60-65	49-58	85	64-70	25-29
P	38-40	70-75	58-63	88-92	71-76	29-31
M	42-44	75-80	68-73	96-100	77-82	31-34
G	46-48	80-85	73-81	104-110	83-88	33-37
GG	50-52	85-90	81-86	116-122	89-94	37-41
2GG	54-56	90-95	86-90	128-134	94-100	41-45
3GG		95-100	90-95			
4GG		100-105	95-104			

### II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### 1 . O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESSE PRODUTO

Nossos produtos não são feitos sob medida, portanto se fizer necessário pode se fazer ajustes. Tratamos nossos produtos como “remédio”, portanto para sua segurança consulte seu médico se você pode usar.

É importante as medidas serem precisas para uma compressão eficiente. Não nos responsabilizamos por medidas tiradas erradas.

<b>Malha Tubular</b>	<b>Malha Plana</b>
São malhas mais elásticas proporcionando <b>CONFORTO</b> e menos compressão comparando com as malhas planas.	São mais compactas e menos elásticas que as cintas convencionais, garantem estabilidade elevada e uma alta <b>COMPRESSÃO</b> .
<b>CONFORTO:</b> Estado de se sentir confortável	Garantem pressão plana e constante evitando formação de pregas.
	Auxilia com eficiência nos líquidos e valoriza os contornos corporais.
	<b>COMPRESSÃO:</b> Pressão que faz diminuir. Redução de volume resultante dessa pressão. Pressão para impedir dilatação.

### 1.1 CONCEITOS IMPORTANTES

É importante definir com seu médico o que é mais importante para você de acordo com o trabalho que ele realizou.

Se o mais importante for compressão a R.Slim tem produtos de excelência.

Consulte seu médico para saber se pode usar malha plana desde o Pós-Operatório imediato. Em alguns casos é necessário usar baixa compressão nos primeiros dias e depois alta compressão. Em cirurgias de abdominoplastia se optar por usar alta compressão no Pós-Operatório imediato sugerimos deixar a cinta aberta nos primeiros 3 dias para não comprimir muito o abdome e não prejudicar a perfusão. Não se preocupe por isso pois enquanto preservamos o abdome nos primeiros dias as outras áreas estão sendo comprimidas.

As cintas R SLIM são projetadas para moldar e modelar o corpo, ajudando a reduzir medidas instantaneamente.

## 2. PARA QUE A MALHA PLANA É INDICADA

- 2.1. Para edemas, linfedemas pós-operatórios.
- 2.2. Para garantir estabilidade dos tecidos operados.
- 2.3. Para garantir sustentação da mama

2.4. Para prevenir irregularidades.

2.5. Para tratamento de seroma.

### **3. COMO ESSA CINTA FUNCIONA**

Devido a sua composição a malha plana é mais compacta e menos elástica permitindo que a pressão externa (do interstício) seja maior que a pressão interna (do vaso) impedindo o extravasamento de líquidos e favorecendo a absorção dos mesmos.

Devido à pouca elasticidade, sustenta a mama, garante estabilidade da prótese e estabilidade dos tecidos operados.

### **4. QUANDO NÃO DEVO USAR**

4.1. Não deve ser usada sem indicação médica.

4.2. Quando a cinta não está do tamanho correto ela pode trazer prejuízos.

4.3. Em pós-operatório imediato de abdominoplastia sugerimos usá-la aberta nos 3 primeiros dias e usar fechada somente com a liberação do seu médico.

4.4. Não se deve fazer uso diário de cintas de alta compressão pois elas podem enfraquecer sua musculatura devido à grande estabilidade. Sugerimos usar com supervisão de um profissional especialista.

4.5. Em casos raros ela pode incomodar. Nesse caso consulte seu médico se deve continuar usando mesmo assim.

4.6. Quando houver suspeita que ela não esteja cumprindo o papel.

4.7. Quando tiver diagnóstico de alergia.

### **5. POR QUANTO TEMPO POSSO USAR ESSE PRODUTO**

No geral existe uma variação entre 1 mês a 6 meses, mas quem é capaz de definir isso é o profissional responsável por você, pois ele seguirá critérios individuais com relação ao seu quadro clínico.

### **6. COMO DEVO USAR ESSE PRODUTO**

6.1. Consulte seu médico.

6.2. Sugerimos que vá movimentando o quadril e subindo lentamente a cinta tanto para facilitar a colocação quanto para não danificar.

## **7. ORIENTAÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO**

Para assegurar a qualidade e durabilidade do produto confeccionado, listamos alguns procedimentos que devem ser cumpridos ao utilizar e lavar sua peça.

- 1 - Lavar a mão - temperatura máxima 40;
- 2 - Não usar alvejante;
- 3 - Não secar em máquina;
- 4 - Secar à sombra;
- 5 - Não passar;
- 6 - Não Lavar a seco;
- 7 - Não torcer;
- 8 - Lavar a cada 4 dias para manter a compressão.

**Esta peça possui materiais sensíveis. Não responsabilizamos pelo mau uso.**