



TRAVESSEIRO DE GLÚTEO

I) IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

ESPUMA DE ALTA DENSIDADE

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO: INTERNO (ESPUMA 140 mm) / EXTERNO: (POLIESTER 100%)

TAMANHO: ÚNICO

II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1 . O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESSE PRODUTO

Tratamos nossos produtos como “remédio”, portanto para sua segurança consulte seu médico se você pode usar.

Este travesseiro se destina a todas as pessoas em situações de decúbito por períodos prolongados, em situações que existem indicação clínica para tal ou em situações em que a atividade exercida impede a mudança de posição de forma a dar sustentação para pelve, quadril ou glúteos, protegendo essas regiões de pressão/compressão.

Deve-se obedecer ao correto local de colocação para que o produto faça o que se propõe.

2. PARA QUE O TRAVESSEIRO É INDICADO

2.1. Para proteger o glúteo e as costas de pressão/compressão em situações de decúbito por períodos prolongados, em situações que existem indicação clínica para tal.

2.2. Para ter variação na posição de dormir.

2.3. Para proporcionar conforto ao dormir.

2.4. Atuar na prevenção do deslocamento de lipoenxertia glútea, proporciona a acomodação correta da prótese glútea, já que impede a compressão da mesma, previne deformidade glútea por remodelação devido à permanência por períodos prolongados do indivíduo na postura sentada e/ou deitada.

3. COMO O TRAVESSEIRO FUNCIONA

Apoiado na raiz da coxa ele faz uma leve elevação/rotação no quadril aliviando a pressão/compressão nas costas e na região glútea.

Não deformam na sua estrutura.

4. QUANDO NÃO DEVO USAR

4.1. Em casos raros ele pode incomodar. Nesse caso consulte seu médico se deve continuar usando mesmo assim.

4.2. Quando houver suspeita que ela não esteja cumprindo o papel.

4.3. Se sentir dormência, formigamento ou dor interromper o uso imediatamente.

5. POR QUANTO TEMPO POSSO USAR ESSE PRODUTO

5.1. Recomendamos levantar-se a cada 30 minutos e caminhar. Se sentir dormência, formigamento ou dor interromper o uso imediatamente.

5.2. Não é necessário acordar a cada 30 minutos para mudar de posição. A recomendação acima é pertinente ao período acordado.

5.3. Desde que bem adaptado pode ser usado por período indeterminado.

6. COMO DEVO USAR ESSE PRODUTO

6.1. Na raiz da coxa.

6.2. No uso sentado certificar que os pés estão apoiados.

7. ORIENTAÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

7.1. Não lavar em máquina ou secadora

7.2. Não passar

7.3. Usar sabão neutro

7.4. Não deixar de molho

7.5. Não torcer apenas apertar para drenar o excesso de água que acumula na lavagem