

## IDENTIFICACAO DO PRODUTO

CODIGO: LB100

NEOPRENE

USO ADULTO

TAMANHO ÚNICO

## INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

### **COMO FUNCIONA A FAIXA DE PRÓTESE R.SLIM?**

A faixa R.Slim exerce pressão em todo polo superior da mama. A pressão em concha atua de forma eficiente na porção lateral, superior e medial auxiliando no melhor posicionamento e estabilização da prótese mamaria prevenindo seu deslocamento.

Regulagem central da pressão em concha. Dessa forma você pode regular conforme a quantidade de pressão necessária. Você pode prender no botão da sua calca ou short ou se tiver usando cinta, prenda no colchete da cinta. Ou simplesmente peça orientação ao profissional responsável das maneiras que podem ser feitas essa pressão.

Confeccionado com tecido especial oferece mais conforto e segurança.

Não machuca consequentemente maior adesão pelas pacientes

Fecho com velcro para regulagem na medida ideal.

### **Como usar a faixa de prótese?**

A faixa para pós cirurgia prótese deve ser usada por orientação médica ou profissional responsável. O mais comum é o uso da faixa logo após a cirurgia até o seu correto posicionamento e completa cicatrização.

### **Quais os benefícios da faixa R.SLIM para pós cirurgia?**

É usada para estabilizar a prótese no pós-operatório.

A faixa R.Slim exerce pressão em todo polo superior da mama. Diferente das faixas convencionais que comprimem muito na porção lateral do polo superior (próximo as axilas) muitas vezes deixando de comprimir a região medial.

A pressão em concha atua de forma eficiente na porção lateral, superior e medial auxiliando no melhor posicionamento e estabilização da prótese mamaria prevenindo seu deslocamento.

Sempre use faixa com indicação e acompanhamento médico ou de um profissional responsável.

### **Devo apertar muito a faixa de prótese ?**

Não, a faixa precisa estar confortável durante o uso e comprimindo na medida certa. Siga as instruções do seu profissional de saúde para usar a faixa para pós cirúrgico, pois o uso incorreto pode causar danos.

### **Por quanto tempo devem ser usadas as faixas?**

Somente seu profissional da saúde pode indicar o tempo de uso. O mais comum é o uso da faixa logo após a cirurgia por no mínimo 30 dias.

### **Posso usar a faixa de prótese sem recomendação?**

Recomendamos que você use a faixa somente sob prescrição, pois seu uso incorreto pode interferir no bom resultado da cirurgia.