



## **TALA DE PAPADA**

---

### **I) IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

ESPUMA DE ALTA DENSIDADE

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO: POLIURETANO

TAMANHO: ÚNICO

### **II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE**

#### **1 . O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESSE PRODUTO**

Tratamos nossos produtos como “remédio”, portanto para sua segurança consulte seu médico se você pode usar.

Apesar de muito estudo no desenvolvimento dos nossos desenhos entendemos que existe uma variação grande com relação aos biotipos. Nossos produtos não são feitos sob medida, portanto se fizer necessário devem ser feitos ajustes.

A tala de papada se destina a todos os pacientes que fizeram cirurgia plástica na região da papada. A tala de papada têm como objetivo prevenir irregularidades e aumentar a compressão nessa região. Exercesse pressão eficiente com as particularidades anatômicas dessa região garantindo boa acomodação dos tecidos.

A estrutura da tala foi desenvolvida com poliuretano de alta densidade para que houvesse acomodação em partes onde tem proeminências ósseas e garantisse compressão simétrica desse produto em todo o dorso e evitasse espaços livres.

## **2. PARA QUE A TALA É INDICADA**

- 2.1. Para garantir estabilidade dos tecidos operados.
- 2.1. Para prevenir irregularidades.
- 2.3. Aumentar a compressão em áreas localizadas.

## **3. COMO A TALA FUNCIONA**

A tala se acomoda na cintura de forma que não fica área sem compressão. Essa compressão adicional é indicada para preservar a regularidade dos tecidos, aumentar a absorção de líquidos e prevenir extravasamento dos mesmos nessa região.

As talas são de poliuretano injetado, anatômica e tecido lavável

Não deformam na sua estrutura.

## **4. QUANDO NÃO DEVO USAR**

- 4.1. Não deve ser usada sem indicação médica.
- 4.2. Em casos raros ela pode incomodar. Nesse caso consulte seu médico se deve continuar usando mesmo assim.
- 4.3. Quando houver suspeita que ela não esteja cumprindo o papel.
- 4.4. Quando tiver diagnóstico de alergia.

## **5. POR QUANTO TEMPO POSSO USAR ESSE PRODUTO**

No geral existe uma variação entre 1 mês a 6 meses, mas quem é capaz de definir isso é o profissional responsável por você pois ele seguirá critérios individuais com relação ao seu quadro clínico.

## **6. COMO DEVO USAR ESSE PRODUTO**

- 6.1. Consulte seu médico.
- 6.2. Sugerimos que a parte onde está localizada a logomarca da R. Slim voltada para fora.

## **7. ORIENTAÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO**

- 7.1. Não lavar em maquina secadora
- 7.2. Não passar
- 7.3. Usar sabão neutro
- 7.4. Não deixar de molho
- 7.5. Secar com toalha após a lavagem e terminar de secar a sombra