



TALA DORSAL

I) IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

ESPUMA DE ALTA DENSIDADE EM 3D

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO: POLIURETANO

TAMANHO: ÚNICO

II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1 . O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESSE PRODUTO

Tratamos nossos produtos como “remédio”, portanto para sua segurança consulte seu médico se você pode usar.

A tala dorsal se destina a todos os pacientes que fizeram cirurgia plástica nas costas principalmente lipoaspiração. A tala dorsal tem como objetivo prevenir irregularidades e aumentar a compressão nessa região.

Ela foi planejada em 3 dimensões de forma que exercesse pressão eficiente com as particularidades anatômicas dessa região garantindo boa acomodação dos tecidos.

A estrutura da tala foi desenvolvida com poliuretano de alta densidade para que houvesse acomodação em partes onde tem proeminências ósseas e garantisse compressão simétrica desse produto em todo o dorso e evitasse espaços livres.

2. PARA QUE A TALA É INDICADA

2.1. Para garantir estabilidade dos tecidos operados.

2.1. Para prevenir irregularidades.

2.3. Aumentar a compressão em áreas localizadas

3. COMO A TALA FUNCIONA

A tala se acomoda no dorso de forma que não fica área sem compressão. Essa compressão adicional é indicada para preservar a regularidade dos tecidos, aumentar a absorção de líquidos e prevenir extravasamento dos mesmos nessa região.

As talas são de poliuretano injetado, anatômica e tecido lavável.

Não deformam na sua estrutura.

4. QUANDO NÃO DEVO USAR

4.1. Não deve ser usada sem indicação médica.

4.2. Em casos raros ela pode incomodar. Nesse caso consulte seu médico se deve continuar usando mesmo assim.

4.3. Quando houver suspeita que ela não esteja cumprindo o papel.

4.4. Quando tiver diagnóstico de alergia.

5. POR QUANTO TEMPO POSSO USAR ESSE PRODUTO

No geral existe uma variação entre 1 mês a 6 meses, mas quem é capaz de definir isso é o profissional responsável por você pois ele seguirá critérios individuais com relação ao seu quadro clínico.

6. COMO DEVO USAR ESSE PRODUTO

6.1. Consulte seu médico.

6.2. Sugerimos que a parte onde está localizada a logomarca da R. Slim voltada para fora.

7. ORIENTAÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

7.1. Não lavar em maquina secadora

7.2. Não passar

7.3. Usar sabão neutro

7.4. Não deixar de molho

7.5. Secar com toalha após a lavagem e terminar de secar “a sombra